


Kit B1ONE Guidata

2DG B1ONE



- | | | |
|--|---|---|
| 1 Fresa Start | 2 Frese di preparazione testa (small e regular) | 1 Bisturi circolare 2DG |
| 1 Fresa per pin di fissaggio | 4 Pin di fissaggio | 2 Profilatore 2DG (small e regular) |
| 1 Lettore 2DG | 1 Attacco MM per portaimpianto | 4 Guide per profilatore 2DG (small e regular) |
| 13 Frese 2DG di preparazione calibrate | 8 Portaimpianti 2DG con vite (small e regular) | 1 Contenitore chirurgico |
| 30 Frese step 2DG di preparazione sino a \varnothing 3,8 | 1 Cacciavite star (medio) | 1 Piastra serigrafata 2DG |
| 1 Fresa Pilota | 2 Cacciaviti per micromotore (lungo e corto) | |

Le frese hanno un'usura di taglio indicativa di 30 utilizzi.

FRESA PER PIN



ø 1,6 mm

FRESA START 2DG



ø 2,0 mm

FRESE 2DG DI PREPARAZIONE CALIBRATE



ø 1,7 mm



ø 2,0 mm



ø 2,3 mm

FRESA 2DG PILOTA



ø 3,0 mm

LETTORE 2DG



ø 3,0 mm

FRESE STEP 2DG DI PREPARAZIONE



ø 2,4 - 2,8 mm



ø 2,6 - 3,0 mm



ø 2,8 - 3,2 mm



ø 3,4 - 3,8 mm

FRESA PREPARAZIONE TESTA 2DG



ø 3,0 mm



ø 4,0 mm

BISTURI CIRCOLARE 2DG



PROFILATORE 2DG



connessione SMALL



connessione REGULAR

GUIDA PER PROFILATORE 2DG




connessione SMALL



connessione REGULAR

Kit B1ONE standard

B1ONE



1 Fresa start

14 Frese di preparazione

1 Fresa pilota

2 Frese di preparazione testa

6 Frese di preparazione corte

1 Lettore

9 Stop per frese

4 Maschiatori

4 Pin radiologici (pivot)

2 Portaimpanti corti (1 small, 1 regular)

1 Cacciavite

2 Cacciaviti per micromotore
(lungo e corto)

1 Cricchetto dinamometrico
con bussola

1 Prolunga frese

2 Profilatori (small e regular)

1 Contenitore chirurgico

1 Piastra con serigrafia

Le frese hanno un'usura di taglio indicativa di 30 utilizzi.

FRESA START



Ø 2,0 mm

FRESE DI PREPARAZIONE



elicoidale
Ø 1,7 mm
Ø 2,0 mm
Ø 2,3 mm



elicoidale step
Ø 2,4 - 2,8 mm
Ø 2,6 - 3,0 mm
Ø 2,8 - 3,2 mm
Ø 3,0 - 3,4 mm



diritta step
Ø 3,2 - 3,6 mm
Ø 3,4 - 3,8 mm
Ø 3,6 - 4,0 mm
Ø 3,8 - 4,2 mm
Ø 4,0 - 4,4 mm
Ø 4,4 - 4,8 mm
Ø 4,6 - 5,0 mm



corta
Ø 2,3 mm
Ø 3,0 mm
Ø 3,2 mm
Ø 3,8 mm
Ø 4,0 mm
Ø 4,2 mm

MASCHIATORI



per impianti High
Ø 3,7 mm
Ø 4,2 mm



per impianti Medium
Ø 4,8 mm
Ø 5,5 mm

FRESA PILOTA



Ø 3,0 mm

LETTORE



Ø 3,0 mm

Stop per frese



fino a Ø 3,4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm



fino a Ø 3,8 a 4,2 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm

FRESA DI PREPARAZIONE TESTA



small
Ø 3,0 mm



regular
Ø 4,0 mm