



Post-Estrattivo

La funzione ROI

Post-estrattivo: Sì (rivalutare la densità ossea con il ROI)

In caso di impianto post-estrattivo la funzione di densità ossea o di report implantare crea dati alterati. La sovrapposizione tra impianto e radice, in genere fa sovrastimare la densità (es 599).



La funzione ROI (region of interest) ci aiuta a definire la densità dell'area non sovrapposta alla radice.

Si traccia il parallelogramma, poi si preme il pulsante sinistro e si ottiene il valore di densità nella zona non sovrapposta, da usare come Hounsfield (es 421.8)

